

# Mehrwert der nächsthöheren Leistungsklasse.

Siemens und Signia Hörgeräte.

Die Grafik zeigt die Aufteilung der verschiedenen Hörgeräte-Leistungsklassen und die Mehrausstattung beim Sprung auf die folgende Ebene. Natürlich sind alle Funktionen der niedrigeren Leistungsklassen ebenfalls in der jeweils höheren enthalten.

### Basis

- Erfüllt alle Anforderungen der GKV
- Störgeräuschmanagement
- Rückkopplungsmanager
- Vier Hörprogramme
- InSituGram
- Datalogging
- Richtmikrofon
- Mini-HdO mit Batterietyp 312
- Prompt: 4/8 Kanäle
- Intuis 2: 6/12 Kanäle

Verfügbar für:  
Intuis 2 S  
Intuis 2 M  
Intuis 2 P  
Intuis 2 SP **Neu!**  
Prompt S **Neu!**  
Prompt P **Neu!**  
Prompt SP **Neu!**

### Sirion 2

- Fernbedienbar per Smartphone (touchControl-App)
- Fernbedienbar per miniPocket **Neu!**
- Automatisches Richtmikrofon<sup>1</sup>
- Frequenzkompression
- Automatische Akklimatisierung
- Sprach- und Störlärm-Manager „nur bei Sprache“
- 8/16 Kanäle

Verfügbar für:  
Sirion 2 S  
Sirion 2 M  
Sirion 2 P  
Sirion 2 SP **Neu!**  
Sirion 2 IdO

### Orion 2

- Kompatibel mit easyTek und easyTek-App<sup>2</sup>
- Bedienelemente-Kopplung rechts/links<sup>2</sup>
- Fernbedienbar mit easyPocket<sup>2</sup>
- e2e wireless-Synchronisation<sup>2</sup>
- eWindScreen<sup>1</sup>
- Tinnitus-Noiser
- SoundSmoothing
- Adaptives automatisches Richtmikrofon
- Drahtlose Programmierung mit CXXLink
- RIC mit Batterietyp 10
- 8/16 Kanäle

Verfügbar für:  
Orion 2 RIC 10  
Orion 2 RIC 312  
Orion 2 S  
Orion 2 M  
Orion 2 P  
Orion 2 SP  
Orion 2 IdO

### primax 3px

- SpeechMaster mit Zieldetektor
- HD Musik
- TwinPhone<sup>1, 2, 3, 4</sup>
- Wireless CROS/BiCROS<sup>2, 4</sup>
- primax-Fit mit adaptiven Regelzeiten
- Binaurale Audiodatenübertragung: Richtwirkung Plus vollautomatisch<sup>1, 2, 4</sup>
- TruEar
- Tinnitus-Therapiesignale, z. B. Ocean Waves
- Tinnitus Notch Therapy **Neu!**
- Automatisches Ein-/Ausschalten mit Ladestation eCharger<sup>5</sup>
- Power-Matrix für Insio
- 12/24 Kanäle

Verfügbar für:  
Ace primax  
Pure primax  
Carat primax **Neu!**  
Motion SX primax  
Motion SA primax  
Motion P primax **Neu!**  
Motion SP primax **Neu!**  
Motion S primax  
Insio primax

### primax 5px

- Richtwirkung Plus mit hochpräzisem Fokus<sup>1, 2</sup>
- eWindScreen Binaural im Zusatzprogramm<sup>1, 2, 3</sup>
- Richtung Individuell/Fokus Individuell ohne Zusatzgerät per touchControl-App<sup>1, 2, 3</sup>
- Fokus Individuell<sup>1, 2, 3, 6</sup>
- Richtung Individuell<sup>1, 2, 3, 7</sup>
- SpeechFocus<sup>1, 3</sup>
- Direktionale Sprachanhebung
- Klang-Equalizer: Automatik in drei Situationen einstellbar
- SoundBrilliance
- Cellion mit Lithium-Ionen-Akku-Technologie, automatisches Ein-/Ausschalten mit Induktiv-Ladestation **Neu!**
- 16/32 Kanäle

Verfügbar für:  
Cellion primax **Neu!**  
Ace primax  
Pure primax  
Carat primax **Neu!**  
Motion SX primax  
Motion SA primax  
Motion P primax **Neu!**  
Motion SP primax **Neu!**  
Insio primax

### primax 7px

- HD Musik drei Programme: CD Musik, Konzert, Musiker
- EchoShield im Programm „Halliger Raum“
- SpeechFocus 360 mit echtem Richtungshören zur Seite<sup>1, 2, 3</sup>
- eWindScreen Binaural automatisch<sup>1, 2, 3</sup>
- easyTek-Streaming mit ASL<sup>2, 8</sup>
- Binaurales OneMic-Richtmikrofonsystem für IdO<sup>9</sup>
- Frequenzbereich bis 12 kHz
- Klang-Equalizer: Automatik in sechs Situationen einstellbar
- 20/48 Kanäle

Verfügbar für:  
Cellion primax **Neu!**  
Ace primax  
Pure primax  
Carat primax **Neu!**  
Motion SX primax  
Motion SA primax  
Motion P primax **Neu!**  
Motion SP primax **Neu!**  
Insio primax